

## Convenience Schutzkittel (PSA)

Unsere Convenience Schutzkittel sind eine Neuentwicklung und erfüllen die Anforderungen die an PSA gestellt werden. Die Körpervorderseite ist bedeckt, flüssigkeitsdicht und strapazierfähig. Neu an diesen Kitteln sind der freie Rücken sowie die Daumenschlaufen zusätzlich zu den Ärmelgummis. Die Kittel sind aus einem Stück geschnitten und an den Ärmeln verschweißt. Wir bieten die Kittel in drei Varianten an:



Als beschichteter Aufbereitungskittel aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem SMS-Vlies mit einer Mittelschicht aus Mikrofaser, hoher Widerstand gegen Durchfeuchten und Keimdurchdringung. Vorderseite und Ärmel sind mit PP+PE 40g/m<sup>2</sup> verstärkt.



» Perforation im Schulterbereich ermöglicht den Kittel einfacher auszuziehen, das vermindert die Kontaminationsgefahr.

» Angenehmer Tragekomfort auch nach langer Tragezeit, kein Wärmestau und kein lästiges Schwitzen durch offenen Rücken.



» Handschuhe einfacher überziehbar dank Daumenschlaufen zusätzlich zu den Ärmelgummis

Art.Nr.:	Beschreibung:	VE
EN10120G	beschichteter Aufbereitungskittel, Material: SMS 30 g/m <sup>2</sup> , Vorderteil und Ärmel sind verstärkt mit PP+PE 40 g/m <sup>2</sup> gelb -Einmalgebrauch-	100 Stk.



## Convenience Schutzkittel (PSA)



Als unbeschichteter Untersuchungskittel aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem SMS-Vlies mit einer Mittelschicht aus Mikrofaser, hoher Widerstand gegen Durchfeuchten und Keimdurchdringung.



» Perforation im Schulterbereich ermöglicht den Kittel einfacher auszuziehen, das vermindert die Kontaminationsgefahr.



» Angenehmer Tragekomfort auch nach langer Tragezeit, kein Wärmestau und kein lästiges Schwitzen durch offenen Rücken.

» Handschuhe einfacher überzuziehen dank Daumenschlaufen zusätzlich zu den Ärmelgummis

Art.Nr.:	Beschreibung:	VE
EN10120B	unbeschichteter Untersuchungskittel, Material: SMS 30 g/m <sup>2</sup> , Blau -Einmalgebrauch-	100 Stk.
EN10120P	unbeschichteter Untersuchungskittel Material: PP 30 g/m <sup>2</sup> , Pink -Einmalgebrauch- <i>Achtung! Dieser Artikel wird nur auf Kundenwunsch angefertigt.</i>	100 Stk.



Einmalartikel