

OP-Lampengriff Überzüge

Sterile Einweg-Überzüge für Covidien/Medtronic OP-Lampengriffe.

Lampengriffüberzüge sind eine sehr kosteneffiziente Alternative zur Aufbereitung von Lampengriffen.

Die Aufbereitung der benutzten Griffe kostet eine ZSVA/AEMP durchschnittlich etwa 2,40 € pro Stück.

Einweg-Überzüge bieten enormes Einsparpotential, auch in Faktoren wie Arbeit und Zeit.

Das Problem von Restflüssigkeiten im OP-Lampengriff (im RDG) entfällt vollständig.



- » Einfach über Ihre vorhandenen, sterilisierbaren Lampengriffe zu ziehen
- » Kein ständiges Abmontieren der kontaminierten Lampengriffe mehr notwendig
- » Kostensparende Alternative zur normalen Aufbereitung der Lampengriffe

Art. Nr.	Bezeichnung:	VE:
M182	Lampengriffüberzug grün, universal passend für alle Covidien Lampengriffe Durchmesser: 3,5 cm auf 2,8 cm zulaufend Länge: 11 cm Außendurchmesser Schirm: 13 cm	120 Stück im Einzelpack
M182.2	Lampengriffüberzug grün, universal passend für alle Covidien Lampengriffe Durchmesser: 3,5 cm auf 2,8 cm zulaufend Länge: 11 cm Außendurchmesser Schirm: 13 cm	80 Paar im Doppelpack = 160 Stück / VE