

Schutzkittel bei medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten/ Untersuchungs-Kittel

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) beschreibt den Einsatz von Einmalschutzkitteln auch bei Barrieremaßnahmen und Isolierungen.

Als Anhaltspunkte sollten zur Selektion folgende Kriterien hinzugezogen werden:

- Schutzkittel, die als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen biologische Gefahren (Blut, Bakterien, Viren, Parasiten usw.) dienen, müssen den Anforderungen der DIN EN 14126 entsprechen
- Sie sollen die Körpervorderseite des Trägers bedecken und müssen flüssigkeitsdicht und strapazierfähig sein.
- Dienen sie als PSA bei ISOLIERUNGEN, müssen sie außerdem ausreichend lang, gut am Rücken verschließbar, strapazierfähig, langärmlig mit Bündchen sein.
- Bündchen müssen fest das Handgelenk umschließen.
- Produktmerkmale, wie Passform, Materialgewicht, Hautgefühl, Trägereigenschaft u.ä. sind wichtige Auswahlkriterien wie auch die Anschaffungskosten.
- Die Farbe lässt keine Rückschlüsse auf die Eigenschaften zu.

Insitumed hat seine Schutzkittel in einem neutralen Institut auf die Barriere-Eigenschaften geprüft. Gutachten/ Zertifikate senden wir Ihnen gern auf Anfrage zu.

Generell muss man anmerken, dass nur Kittel mit den Mindestanforderungen als PSA gelten. Weit verbreitete Besucherkittel erreichen diesen Level nicht und stellen ein Risiko für das Fachpersonal dar. Besucherkittel sollen daher nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, Besucher daran zu hindern, Keime in die Einrichtung einzubringen oder Keime aus der Einrichtung auf ihrer persönlichen Bekleidung hinauszubefördern.

SPLASH CODE

Insitumed hat den SplashCode® auf allen Kitteln mit der PSA Eignung. Hinter diesem Begriff verbergen sich die Mindestschutzanforderungen für PSA von Seiten der DGKH.

Je höher die Anforderungen steigen, desto höher haben wir auch die Mindestanforderungen für unsere Tests und Ansprüche gelegt.

Aufbereitungs-/ MRSA – Schutzkittel = SplashCode® auf der Vorderseite

Isolationskittel = SplashCode® rundherum

OP – Kittel = SplashCode® rundherum

Der neue SplashCode® von insitumed schenkt auch Ihren Mitarbeitern ein Lächeln bei der Arbeit und schützt sie sicher vor den täglichen Gefahren am Arbeitsplatz!

Prüfen Sie Ihren Bestand an Einmal-Schutzkittel am Besten noch Heute, ob diese den Anforderungen von Morgen genügen!

